

GUANTO DA ESAME SUPREME IN LATTICE SENZA POLVERE LUNA



Classe I EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C

EN ISO 21420:2020

EN 455



K

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



- > Guanto in lattice color crema
- > Marca: Luna
- > Interno: senza polvere
- > DPI di terza categoria
- > Ambidestro
- > Monouso
- > Disponibile nelle taglie XS, S, M, L e XL
- > Finitura: microstrutturata sullato polpastrello
- > Finitura polsino: arrotolato
- > Lunghezza: 240 mm (circa)
- > Spessore: 0,10±0,02 mm
- > AQL 1.5
- > Grande morbidezza e flessibilità
- > Pesì (±0,3g): Taglia XS: 4,1g / S: 4,6g M: 5,1g / L: 5,7g / XL: 6,3g

USI E APPLICAZIONI



Pulizia



Industria



Cibo e ospitalità



Settore automobilistico



Settore sanitario



NORMATIVA

Regolamento (UE) 2016/425, relativo ai dispositivi di protezione individuale.

- ✓ DPI di terza categoria
- ✓ EN ISO 21420:2020, guanti protettivi, requisiti generali.
- ✓ EN ISO 374-1:2016/A1:2018 TIPO C, guanti di protezione contro prodotti chimici: K - Idrossido di sodio 40%.
- ✓ EN ISO 374-5:2016, protezione contro i microrganismi (virus, batteri e funghi).

ALTRI

- ✓ UNI-EN ISO 10993-5:2011. Saggio di citotossicità.
- ✓ UNI-EN ISO 10993-10:2011. Test per la determinazione dell'irritazione cutanea.
- ✓ ASTM F1671/F1671M-13. Resistenza alla penetrazione dei batteriofagi trasmessi per via ematica, utilizzando il batteriofago Phi-X174.

Regolamento (UE) 2017/745, relativo ai Dispositivi Medici. Classe I. EN 455.

- ✓ EN 455-1:2001. Guanti medicali monouso. Parte 1: Requisiti e prove per determinare l'assenza di buchi.
- ✓ EN 455-2:2010+A2:2013. Guanti medicali monouso. Parte 2: Requisiti e prove per la determinazione delle proprietà fisiche.
- ✓ EN 455-3:2007. Guanti medicali monouso. Parte 3: Requisiti e test per la valutazione biologica.
- ✓ EN 455-4:2010. Guanti medicali monouso. Parte 4: Requisiti e prove per determinare la vita utile.




RACCOMANDAZIONI

- ✓ Si raccomanda di ispezionare e controllare il guanto prima dell'uso, e periodicamente durante l'uso, per assicurarsi che non siano presenti danni, poiché ciò potrebbe compromettere in modo significativo la protezione prevista.
- ✓ Questi guanti, essendo realizzati in lattice naturale, possono provocare qualche tipo di sensibilizzazione a questo componente del guanto e, quindi, sviluppare reazioni irritanti e/o reazioni allergiche da contatto.
- ✓ Sostituirlo immediatamente se si osservano danni al guanto.
- ✓ Per la loro conservazione e stoccaggio devono essere lontani da fonti di calore e fonti di luce. Conservare in luogo fresco e asciutto. Si consiglia di conservare il contenitore per eventuali riferimenti.



LA LOGÍSTICA



PALLET

Contiene:
· 70 Scatole
· 700 Dispenser

FILE/PALLET: 8
SCATOLE/FILA: 12


Larghezza: 800 mm
Lunghezza: 1200 mm
Altezza: 1860 mm



SCATOLA

Contiene:
· 10 Dispenser

Larghezza: 250 mm
Lunghezza: 340 mm
Altezza: 235 mm



DISPENSER

Contiene:
· 100 Guanti

Larghezza: 122 mm
Lunghezza: 225 mm
Altezza: 65 mm

MISURARE	RIFERIMENTO	DISPENSER	SCATOLA ESTERNA
XS	GLSP0	8436023890328	8436023890335
S	GLSP1	8436023890342	8436023890359
M	GLSP2	8436023890366	8436023890373
L	GLSP3	8436023890380	8436023890397
XL	GLSP4	8436023894463	18436023894460

REV 13

omare.com

P.I. El Saladar II. Calle Pontevedra S/N 30564 Lorquí (Murcia). Tel: 968 68 79 50

