

GUANTE DE EXAMEN DE NITRILO AZUL SIN POLVO NATURFEEL



0161



Clase I

EN ISO 21420:2020
EN 455

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo B



KJP



VIRUS



- > Guante de Nitrilo en color azul
- > Marca: NATURFEEL
- > Interior: sin polvo
- > EPI Categoría III
- > Ambidiestro
- > Desechable
- > Disponible en tallas XS, S, M, L y XL
- > Acabado: microtexturizado en dedos
- > Libres de Tiuranos, Tiureas, Tiazoles y Mecaptobenzotiazoles.
- > Terminación puño: enrollado
- > Longitud: 240 mm (aprox.)
- > Espesor: 0,07 ± 0,02 mm
- > Libre de látex
- > AQL 1,5
- > Gran suavidad y flexibilidad
- > Pesos (±0,3g): Talla XS: 2,9g / S: 3,2g / M: 3,5g / L: 3,8g / XL: 4,1g

USOS Y APLICACIONES



Limpieza



Industria



Alimentación
y Hostelería



Automoción



Sector
sanitario



NORMATIVA

Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los Equipos de Protección Individual.

- ✓ EPI Categoría III.
- ✓ EN ISO 21420:2020 guantes de protección, requisitos generales.
- ✓ EN ISO 374-1:2016/A1:2018 TIPO B, guantes de protección contra los productos químicos: J - n-Heptano (Nivel 4), K - Hidróxido sódico 40%(Nivel 6) y P- Peróxido de Hidrógeno 30% (Nivel 3).
- ✓ EN ISO 374-5:2016, protección contra microorganismos (virus, bacterias y hongos).

Reglamento (UE) 2017/745, relativo a los Productos Sanitarios.Clase I. EN 455.

- ✓ EN 455-1:2020. Guantes médicos para un solo uso. Parte 1: Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
- ✓ EN 455-2:2015. Guantes médicos para un solo uso. Parte 2: Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
- ✓ EN 455-3:2015. Guantes médicos para un solo uso. Parte 3: Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.
- ✓ EN 455-4:2009. Guantes médicos para un solo uso. Parte 4: Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil.




RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda que se revise y se compruebe al guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización.
- ✓ Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz.
- ✓ Guardar en lugar fresco y seco.
- ✓ Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.



LOGÍSTICA



PALET

Contiene:

- 77 Cajas
- 770 Dispensadores

Ancho: 800 mm
Largo: 1200 mm
Alto: 1850mm

FILAS/PALET: 7
CAJAS/FILA: 11



CAJA

Contiene:

- 10 Dispensadores

Ancho: 250 mm
Largo: 285 mm
Alto: 240 mm



DISPENSADOR

Contiene:

- 100 Guantes

Ancho: 120 mm
Largo: 230 mm
Alto: 55 mm

TALLA	REFERENCIA	DISPENSADOR	CAJA EXTERIOR
XS	GNATUR00	8436023898799	18436023898796
S	GNATUR01	8436023898805	18436023898802
M	GNATUR02	8436023898812	18436023898819
L	GNATUR03	8436023898829	18436023898826
XL	GNATUR04	8436023898836	18436023898833

REV 03 (13/02/2026)

omare.com

P.I. El Saladar II. Calle Pontevedra S/N 30564 Lorquí (Murcia). Tel: 968 68 79 50



OMARE
La protección en sus manos